

ENDYLA™

60 | CAPSULE



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO

BREVETTO NUMERO: EP 3 222 283 B1

INFORMAZIONI

Endyla™ è un integratore alimentare a base di estratto secco dei funghi Reishi e Shitake, Nattochinas NSK-SD® (estratto di Soia fermentata) e Vitamina D₃, utile in caso di carenza o aumentati fabbisogni di tali nutrienti.

L'endometrio è una mucosa che ricopre la cavità interna dell'utero e che risponde con proliferazione e differenziazione ciclica alla produzione degli ormoni steroidei ovarici, estrogeni e progesterone, determinando il mestruo. La presenza di endometrio al di fuori della consueta sede uterina (nota con il nome di endometriosi) è uno stato che può incidere in modo importante sulla qualità della vita della donna. Recenti studi hanno indicato come il sistema immunitario sia fortemente coinvolto nel processo di impianto del tessuto in sede diversa dal normale e di come alcuni fattori lo possano influenzare.

I funghi **Reishi** (*Ganoderma lucidum*) e **Shitake** (*Lentinula edodes*) sostengono le naturali difese dell'organismo. Sono fra i funghi orientali più noti ed apprezzati, impiegati in varie tecniche della medicina tradizionale orientale, grazie alle proprietà dei loro componenti bioattivi, i polisaccaridi β -1,3/1,6-D-glicani, fra cui il più significativo per funzionalità è il Lentinano.

La **Nattochinas** è un enzima proteolitico/fibrinolitico di 275 aminoacidi appartenente alla famiglia delle subtilisine (serina-proteasi). Viene isolato e purificato dal Natto, un alimento tradizionale giapponese dalle spiccate doti salutistiche che consiste in soia fermentata con il batterio *Bacillus subtilis* Natto. NSK-SD®, è un estratto di soia fermentata standardizzato con attività dell'enzima nattochinas pari a 20,000-28,000 fibrin degradation units/g, corrispondenti a 1,000 unità FU giornaliere per il dosaggio di 50 mg/die.

La **Vitamina D**, i cui recettori sono distribuiti in tutto l'organismo, oltre al noto ruolo di supporto al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo e al mantenimento della normale funzione muscolare, interviene nel processo di divisione cellulare, fondamentale per la replicazione delle cellule e la riparazione dei tessuti, e svolge un importante ruolo contribuendo alla normale funzione del sistema immunitario.

MODO D'USO

Si consiglia l'assunzione di **2 capsule** al giorno, preferibilmente lontano dai pasti.

Endyla™ può essere assunto anche da soggetti con intolleranza o sensibilità al glutine e al lattosio.

Uriach Italy S.r.l. A SOCIO UNICO - Assago (MI)
www.laborest.com



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
=ISO 9001=
=ISO 14001=
=ISO 22000=



AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Conservare ad una temperatura non superiore ai 25°C; evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con l'acqua. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Eventuali leggere variazioni di colore nel prodotto, all'interno della stessa produzione o fra lotti di produzione diversi, sono legate alla natura del prodotto e non sono indice di alterazione della qualità dello stesso. Il prodotto è destinato alla popolazione adulta, escluse le donne in gravidanza e allattamento. Il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.

NSK-SD® è un marchio registrato di Japan Bio Science Laboratory Co. Ltd.

URIACH - CERTIFICAZIONI PER LA QUALITÀ

Nel mondo della **NUTRACEUTICA** la qualità, la sicurezza ed il rispetto per l'ambiente ricoprono un ruolo sempre più importante, in quanto si utilizzano sostanze naturali che possono presentare diverse problematiche dovute all'alta variabilità nella loro origine, nella lavorazione e eventuali possibili contaminazioni.

Per garantire un'attenta analisi dei processi produttivi e l'esclusione di eventuali rischi per la sicurezza del consumatore finale è estremamente importante dotarsi di sistemi di qualità certificati.

Per questo motivo, **URIACH Italy** ha certificato i propri sistemi di gestione **AMBIENTALE**, della **QUALITÀ** e della **SICUREZZA ALIMENTARE** secondo gli standard **ISO 14001**, **ISO 9001** e **ISO 22000**.

INNOVAZIONE

L'innovazione è da sempre la principale caratteristica che contraddistingue **LABOREST**. Per questo motivo, l'azienda sceglie **materie prime innovative con attività dimostrata da studi clinici**.

GESTIONE ALLERGENI

I prodotti **LABOREST**, salvo dove esplicitamente indicato sulla confezione, non contengono nessuno degli allergeni per cui è richiesta l'indicazione in etichetta, secondo l'allegato 2 del **REG. (UE) N. 1169/2011** (e successive modifiche).

NOVITÀ: NASCE APP33

Laborest®, in collaborazione con **SINut** (Società Italiana di Nutraceutica), ha creato **APP 33**, un'applicazione scaricabile sul tuo cellulare che ti aiuta a ricordare l'assunzione quotidiana dei nutraceutici e ti offre consigli per il tuo benessere. **SCARICALA ANCHE TU!**

Per maggiori informazioni visita il nostro sito:

www.laborest.com/it/app33/



RICICLAMI!

Per un ambiente più pulito, fai la raccolta differenziata! Per il corretto smaltimento degli imballaggi consulta la tabella e segui le indicazioni del tuo Comune. Per maggiori informazioni:

www.laborest.com/it/ambiente

COSA	DOVE	COD.
ASTUCCIO	CARTA	PAP21
FOGLIETTO	CARTA	PAP22
BLISTER	PLASTICA	C/PVC90