

FISIOREVE®

FAST

FLACONE 20 ml



INFORMAZIONI

Fisioreve® Fast è un integratore alimentare a base di Melatosoma® (melatonina in liposomi).

La Melatonina è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale, essa contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno* ed è utile, anche in caso di lunghi viaggi, per alleviare gli effetti del jet-lag**.

Il **Melatosoma®** è una struttura liposomiale di fosfolipidi e melatonina: questa tecnologia permette una maggiore biodisponibilità della melatonina; inoltre, la tecnologia in liposomi favorisce un rapido assorbimento. La formulazione liquida, da dosare con pipetta graduata, permette di somministrare il prodotto secondo le soggettive necessità.

* *L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.*

** *L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di un minimo di 0,5 mg di Melatonina il primo giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo l'arrivo a destinazione.*

MODO D'USO

Si consiglia di assumere **0,5 ml di Fisioreve® Fast** (pari a 1 mg di melatonina) la sera, poco prima di coricarsi. Si consiglia di prelevare la dose con la pipetta graduata, presente nella confezione, e versarla su un cucchiaino. Somministrare poi il contenuto del cucchiaino. Agitare bene il flacone prima dell'uso. È consigliabile non mettere la pipetta in contatto diretto con la saliva del bambino. Dopo l'utilizzo, lavare la pipetta accuratamente sotto acqua corrente prima di riporla nell'apposito contenitore. La durata del periodo di assunzione e i dosaggi di **Fisioreve® Fast** vanno effettuati in base alle soggettive necessità e in relazione al bisogno. Il prodotto non dà assuefazione e non provoca torpore diurno.

Fisioreve® Fast può essere assunto anche da soggetti con intolleranza o sensibilità al glutine e al lattosio.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Dopo l'apertura consumare il prodotto entro 40 giorni. Eventuali leggere variazioni di colore nel prodotto, all'interno della stessa produzione o fra lotti di produzione diversi, sono legate alla natura del prodotto e non sono indice di alterazione della qualità dello stesso.

Uriach Italy S.r.l. A SOCIO UNICO - Assago (MI)
www.laborest.com




AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001=

= ISO 14001=

= ISO 22000=





Cari bambini,
mi chiamo **Sanosauro** e sono la mascotte di **Laborest**.
Io sono un dinosauro speciale: sempre forte e sano!
Per questo mi chiamo Sanosauro!

Gli integratori Laborest contengono minerali, vitamine
ed estratti di piante antiche...quasi quanto me
e mi aiutano a stare bene!

Scopri il mondo di Sanosauro su
www.sanosauro.com!

URIACH - CERTIFICAZIONI PER LA QUALITÀ

Nel mondo della **NUTRACEUTICA** la qualità, la sicurezza ed il rispetto per l'ambiente ricoprono un ruolo sempre più importante, in quanto si utilizzano sostanze naturali che possono presentare diverse problematiche dovute all'alta variabilità nella loro origine, nella lavorazione e eventuali possibili contaminazioni. Per garantire un'attenta analisi dei processi produttivi e l'esclusione di eventuali rischi per la sicurezza del consumatore finale è estremamente importante dotarsi di sistemi di qualità certificati.

Per questo motivo, **URIACH Italy** ha certificato i propri sistemi di gestione **AMBIENTALE**, della **QUALITÀ** e della **SICUREZZA ALIMENTARE** secondo gli standard **ISO 14001**, **ISO 9001** e **ISO 22000**.

INNOVAZIONE

L'innovazione è da sempre la principale caratteristica che contraddistingue **LABOREST**. Per questo motivo, l'azienda sceglie **materie prime innovative con attività dimostrata da studi clinici**.



NOVITÀ: NASCE APP33

Laborest®, in collaborazione con **SiNut** (Società Italiana di Nutraceutica), ha creato **APP33**, un'applicazione scaricabile sul tuo cellulare che ti aiuta a ricordare l'assunzione quotidiana dei nutraceutici e ti offre consigli per il tuo benessere.

SCARICALA ANCHE TU!

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.laborest.com/it/app33/



RICICLAMI!

Per un ambiente più pulito, fai la raccolta differenziata!

Per il corretto smaltimento degli imballaggi consulta la tabella e segui le indicazioni del tuo Comune.

Per maggior informazioni: www.laborest.com/it/ambiente.

COSA	DOVE	COD.
ASTUCCIO	CARTA	PAP21
FOGLIETTO	CARTA	PAP22
FLACONE	VETRO	GL72
TAPPO	PLASTICA	HDPE02
PIPETTA	INDIFFERENZIATA	C/GL95
PORTAPIPETTA	PLASTICA	PP5