

TIOBEC® DOL

20 | COMPRESSE
FAST-SLOW



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO



PLAY
SURE

DOPING FREE

INFORMAZIONI

Integratore alimentare a base di Acido α -Lipoico, Palmitoiletanolamide (PEA) e Mirra, utile in presenza di carenze alimentari o aumentati fabbisogni.

L'**Acido α -Lipoico** (Acido Tioctico) è un importante cofattore enzimatico all'interno del ciclo di Krebs, processo metabolico utilizzato dalla cellula per produrre ATP (adenosina trifosfato), ovvero una delle molecole principalmente coinvolte nel metabolismo energetico del nostro organismo.

L'estratto secco di gommresine di **Mirra** (*Commiphora myrrha*) ad alto contenuto di furanodieni bioattivi è ottenuto tramite un processo di estrazione brevettato, che consente di conservare tutte le proprietà della materia prima originale.

Il **Palmitoiletanolamide (PEA)** è un composto naturale ricco di acidi grassi che, nell'organismo, agisce come modulatore biologico, favorendo la fisiologica risposta tissutale.

MODO D'USO

Assumere **2 compresse** al giorno, preferibilmente a stomaco vuoto (un'ora prima del pasto o 2-3 ore dopo). Le due assunzioni giornaliere devono essere intervallate da circa 10 ore. La particolare tecnologia farmaceutica **Fast-Slow** di **Tiobec® Dol** garantisce, mediante la somministrazione regolare di due compresse al giorno, la **copertura delle 24 ore della giornata**.

Tiobec® Dol può essere assunto anche da soggetti con intolleranza o sensibilità al glutine e al lattosio.

TECNOLOGIA FAST-SLOW

L'esclusiva tecnica di produzione di tutte le formulazioni di **Tiobec®** garantisce un rilascio rapido del 50% dell'ingrediente e lento per il restante 50%, migliorandone l'efficacia e prolungandone l'attività.

Filmatura: Questa tecnologia consente di aumentare notevolmente la tollerabilità e rende possibile l'assunzione dell'Acido α -Lipoico a stomaco vuoto, migliorandone l'assorbimento.

La linea **Tiobec® Dol** comprende anche **Tiobec® Dol crema**, con **Acido α -Lipoico** e **Capsaicina**.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un corretto stile di vita. Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C); evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con l'acqua. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Eventuali leggere variazioni di colore nel prodotto, all'interno della stessa produzione o fra lotti di produzione diversi, sono legate alla natura del prodotto e non sono indice di alterazione della qualità dello stesso. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'acido lipoico può dare ipoglicemia.

URIACH - CERTIFICAZIONI PER LA QUALITÀ

Nel mondo della **NUTRACEUTICA** la qualità, la sicurezza ed il rispetto per l'ambiente ricoprono un ruolo sempre più importante, in quanto si utilizzano sostanze naturali che possono presentare diverse problematiche dovute all'alta variabilità nella loro origine, nella lavorazione e eventuali possibili contaminazioni. Per garantire un'attenta analisi dei processi produttivi e l'esclusione di eventuali rischi per la sicurezza del consumatore finale è estremamente importante dotarsi di sistemi di qualità certificati.

Per questo motivo, **URIACH Italy** ha certificato i propri sistemi di gestione **AMBIENTALE**, della **QUALITÀ** e della **SICUREZZA ALIMENTARE** secondo gli standard **ISO 14001**, **ISO 9001** e **ISO 22000**.

INNOVAZIONE

L'innovazione è da sempre la principale caratteristica che contraddistingue **LABOREST**. Per questo motivo, l'azienda sceglie **materie prime innovative con attività dimostrata da studi clinici**.

GESTIONE ALLERGENI

I prodotti **LABOREST**, salvo dove esplicitamente indicato sulla confezione, non contengono nessuno degli allergeni per cui è richiesta l'indicazione in etichetta, secondo l'allegato 2 del **REG. (UE) N. 1169/2011** (e successive modifiche).

DOPING FREE

URIACH Italy certifica il proprio costante impegno nei confronti di una cultura contro il doping e a favore di una sana pratica sportiva aderendo al Disciplinary tecnico dell'**Associazione No Doping Life**.



Questa certificazione identifica i prodotti privi di sostanze vietate dall'agenzia mondiale antidoping WADA.



NOVITÀ: NASCE APP33

Laborest®, in collaborazione con **SINut** (Società Italiana di Nutraceutica), ha creato **APP33**, un'applicazione scaricabile sul tuo cellulare che ti aiuta a ricordare l'assunzione quotidiana dei nutraceutici e ti offre consigli per il tuo benessere. **SCARICALA ANCHETU!**
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.laborest.com/it/app33/



RICICLAMI!

Per un ambiente più pulito, fai la raccolta differenziata!
Per il corretto smaltimento degli imballaggi consulta la tabella e segui le indicazioni del tuo Comune.
Per maggiori informazioni: www.laborest.com/it/ambiente

COSA	DOVE	COD.
ASTUCCIO	CARTA	PAP21
FOGLIETTO	CARTA	PAP22
BLISTER	ALLUMINIO	C/ALU90

Uriach Italy S.r.l. A SOCIO UNICO - Assago (MI)
www.laborest.com



Il marchio Forest Stewardship Council (FSC)® garantisce che la carta utilizzata proviene da una gestione forestale rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
■ ISO 9001 ■
■ ISO 14001 ■
■ ISO 22000 ■

