2K00019 VS05

<u>UNICOFER</u>[®]





FLACONE 30 ml

INFORMAZIONI

Unicofer® è un integratore alimentare a base di Ferro bisglicinato, Vitamina C e Acido Folico, utile per integrare eventuali carenze o apportare una quota supplementare di tali sostanze. Il ferro presente in Unicofer® è nella forma bisglicinata, ovvero è chelato: questa particolare tecnica farmaceutica permette di massimizzare il suo assorbimento, evitando eventuali problematiche gastroenteriche, quali pesantezza gastrica, reflussi gastroesofagei e diarrea che sono tioiche dell'integrazione di questo minerale.

Il Ferro è un minerale essenziale presente nell'organismo. Il suo apporto avviene principalmente attraverso la dieta. Nei bambini, il fabbisogno giornaliero di ferro varia in diverse condizioni fisiologiche tenendo anche conto delle esigenze correlate all'accrescimento corporeo. Esso svolge numerose funzioni: contribuisce alla normale formazione dei giobuli rossi e dell'emoglobina, al normale trasporto dell'ossigeno, alla normale funzione cognitiva e al normale metabolismo energetico. La Vitamina C favorisce l'assorbimento del ferro assunto con gli alimenti vegetali, contribuisce al buon funzionamento del sistema nervoso e alla normale formazione del collagene per il regolare funzionamento di vasi sanguigni, ossa, cartilagni, pelle, gengive e denti. L'Acido Folico contribuisce alla normale emopoiesi ed alla normale funzione psicologica, inoltre, insieme a Ferro e Vitamina C, contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.

Il gusto cola lo rende gradito anche ai più piccoli.

MODO D'USO

Si consiglia di assumere Unicofer®:

- Bambini fino a 3 anni: 1,5 ml pari a 7,5 mg di ferro
- Bambini dai 4 ai 6 anni: 2 ml pari a 10 mg di ferro
- Bambini dai 7 ai 10 anni: 2,5 ml pari a 12,5 mg di ferro

Il prodotto può essere assunto tal quale o diluito in un po' di acqua. Agitare bene prima dell'uso. La siringa graduata, inclusa nella confezione, permette di dosare facilmente il prodotto e di somministrarlo agevolmente anche ai più piccoli. E' consigliabile non mettere la siringa in contatto diretto con la saliva del bambino. Dopo l'utilizzo, lavare la siringa accuratamente sotto acqua corrente.

Unicofer® può essere assunto anche da soggetti con intolleranza o sensibilità al glutine e al lattosio.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Per l'uso del prodotto in età pediatrica si consiglia di sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura controllata non superiore a 25°C. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Dopo l'apertura, si consiglia di consumare il prodotto entro 30 giorni. Eventuali leggere variazioni di colore nel prodotto, all'interno della stessa produzione o fra lotti di produzione diversi, sono legate alla natura del prodotto e non sono indice di alterazione della qualità dello stesso.

Uriach Italy S.r.I. A SOCIO UNICO - Assago (MI)











Cari bambini.

mi chiamo **Sanosauro** e sono la mascotte di **Laborest**. lo sono un dinosauro speciale: sempre forte e sano!

Per questo mi chiamo Sanosauro!

Gli integratori Laborest contengono minerali, vitamine ed estratti di piante antiche...quasi quanto me e mi aiutano a stare bene!

Scopri il mondo di Sanosauro s www.sanosauro.com!

URIACH - CERTIFICAZIONI PER LA QUALITÀ

Nel mondo della **NUTRACEUTICA** la qualità, la sicurezza ed il rispetto per l'ambiente ricoprono un ruolo sempre più importante, in quanto si utilizzano sostanze naturali che possono presentare diverse problematiche dovute all'alta variabilità nella loro origine, nella lavorazione e eventuali possibili contaminazioni. Per garantire un'attenta analisi dei processi produttivi e l'esclusione di eventuali rischi per la sicurezza del consumatore finale è estremamente importante dotarsi di sistemi di qualità certificati.

Per questo motivo, **URIACH Italy** ha certificato i propri sistemi di gestione **AMBIENTALE**, della **QUALITÀ** e della **SICUREZZA ALIMENTARE** secondo gli standard **ISO 14001. ISO 9001** e **ISO 22000**.

INNOVAZIONE

L'innovazione è da sempre la principale caratteristica che contraddistingue LABOREST. Per questo motivo, l'azienda sceglie materie prime innovative con attività dimostrata da studi clinici.

GESTIONE ALLERGENI

I prodotti **LABOREST**, salvo dove esplicitamente indicato sulla confezione, non contengono nessuno degli allergeni per cui è richiesta l'indicazione in etichetta, secondo l'allegato 2 del **REG. (UE) N. 1169/2011** (e successive modifiche).



NOVITÀ: NASCE APP33

Laborest®, in collaborazione con SINut (Società Italiana di Nutraceutica), ha creato APP33, un'applicazione scaricabile sul tuo cellulare che ti aiuta a ricordare l'assunzione quotidiana dei nutraceutici e ti offre consigli per il tuo benessere.

SCARICALA ANCHETU!

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.laborest.com/it/app33/



RICICI AMI!

Per un ambiente più pulito, fai la raccolta differenziata! Per il corretto smaltimento degli imballaggi consulta la tabella e segui le indicazioni del tuo Comune.

Per maggior informazioni: www.laborest.com/it/ambiente.

COSA	DOVE	COD.
ASTUCCIO	CARTA	PAP21
FOGLIETTO	CARTA	PAP22
FLACONE	VETRO	GL72
TAPPO	PLASTICA	HDPE2
SIRINGA: stantuffo	PLASTICA	HDPE2
SIRINGA: cilindro	PLASTICA	PP5