

Compresse FAST-SLOW

INFORMAZIONI

Integratore alimentare a base di Acido α -Lipoico, Palmitoiletanolamide (PEA) e Mirra, utile in presenza di carenze alimentari o aumentati fabbisogni.

L'acido α -Lipoico è noto per le sue proprietà antiossidanti e come coenzima nel metabolismo cellulare, dove è coinvolto in importanti cicli metabolici come la produzione di energia nelle cellule.

L'estratto di mirra (*Commiphora myrrha*) ad alto contenuto di furanodieni, conserva tutte le proprietà della materia prima originale.

La Palmitoiletanolamide (PEA) è un composto naturale ricco di acidi grassi, che agiscono come modulatori biologici nell'organismo.

MODO D'USO

Assumere **2 compresse** al giorno.

TECNOLOGIA FAST-SLOW

L'esclusiva tecnologia di produzione Fast-Slow garantisce che i nutrienti contenuti vengano rilasciati per un periodo di tempo prolungato, ottenendo una concentrazione costante per tutta la giornata.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C); evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con l'acqua.

Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico, in particolare in gravidanza o allattamento o se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti. In rari casi l'acido α -lipoico può dare ipoglicemia.

Eventuali leggere variazioni di colore e sapore del prodotto sono legate alla natura delle materie prime e non sono indice di alterazione della qualità dello stesso.

INNOVAZIONE

L'innovazione è da sempre la principale caratteristica che contraddistingue **LABOREST**. Per questo motivo, l'azienda sceglie **materie prime innovative con attività dimostrata da studi clinici**.

Comprimidos FAST-SLOW

INFORMACIÓN

Complemento alimenticio a base de ácido α -Lipoico, Palmitoiletanolamida (PEA) y extracto de Mirra, útil en caso de necesidad de estos nutrientes.

El Ácido α -Lipoico es conocido por sus propiedades antioxidantes y como coenzima en el metabolismo celular, donde interviene en importantes ciclos metabólicos como la producción de energía en las células.

El extracto de Mirra (*Commiphora myrrha*) con un alto contenido en furanodienos, conserva todas las propiedades de la materia prima original.

La Palmitoiletanolamida (PEA) es un compuesto natural rico en ácidos grasos, que actúan como moduladores biológicos en el organismo.

MODO DE EMPLEO

Tomar 2 comprimidos al día.

TECNOLOGÍA FAST-SLOW

La exclusiva tecnología de fabricación Fast-Slow garantiza la liberación prolongada en el tiempo de los nutrientes que contiene consiguiendo una concentración constante a lo largo del día.

ADVERTENCIAS

No sobrepasar la cantidad diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un modo de vida sano. Conservar a temperatura ambiente (no superior a 25C); protegido de las fuentes de calor y de la luz, y evitar el contacto con el agua. El plazo mínimo de conservación se refiere al producto correctamente conservado, con el envase intacto. Se recomienda consultar a un médico antes de utilizar el producto, especialmente si está embarazada o en periodo de lactancia o si está en tratamiento con medicamentos hipoglucemiantes. En raras ocasiones, el ácido α-lipoico puede dar lugar a hipoglucemia. Debido al origen natural de los ingredientes, el producto puede presentar ligeras diferencias en el color y sabor, lo que no afecta a su calidad.

INNOVACIÓN

La innovación siempre ha sido la principal característica que distingue a LABOREST. Por este motivo, la empresa elige ingredientes innovadores con actividad demostrada por estudios clínicos.

Comprimate FAST-SLOW

INFORMAȚII

Supliment alimentar pe bază de Acid α-Lipoic, Palmitoiletanolamidă (PEA) și Smirnă, util în prezența carenței de alimente sau a nevoilor crescute.

Acidul α-Lipoic este cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și ca o coenzimă în metabolismul celular, unde este implicat în cicluri metabolice importante, cum ar fi producerea de energie în celule.

Extractul de smirnă (*Commiphora myrrha*) cu un conținut ridicat de furanodiene păstrează toate proprietățile materiei prime originale.

Palmitoylethanolamide (PEA) este un compus natural bogat în acizi grași, care acționează ca modulatori biologici în organism.

MOD DE ADMINISTRARE

Se recomandă 2 comprimate pe zi.

TEHNOLOGIA FAST-SLOW

Tehnologia unică de fabricație Fast-Slow asigură că substanțele nutritive conținute în sunt eliberate pe o perioadă prelungită de timp, asigurând o concentrație constantă pe tot parcursul zilei.

ATENȚIONĂRI

A nu se depăși doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un stil de viață sănătos. Depozitați la temperatura camerei (maxim 25°C); evitați expunerea la surse de căldură, la lumina soarelui și contactul cu apa. Termenul de depozitare minim se referă la produsul păstrat corect, în ambalaj sigilat. Trebuie să solicitați sfatul medicului pentru utilizarea produsului, în special dacă sunteți însărcinată sau alăptați sau dacă sunteți tratată cu medicamente hipoglicemice. În cazuri rare, acidul α-lipoic poate da naștere la hipoglicemie. Eventualele mici variații ale culorii și gustului produsului sunt legate de natura materiilor prime și nu indică nicio alterare a calității produsului.

INOVAȚIE

Inovația a fost întotdeauna principala caracteristică care distinge LABOREST. Din acest motiv, compania alege materii prime inovatoare cu activitate demonstrată prin studii clinice.

RICICLAMI! / RECICLEAZĂ-MĂ!

Per un ambiente più pulito, fai la raccolta differenziata! Per il corretto smaltimento degli imballaggi consulta la tabella e segui le indicazioni del tuo Comune. Per maggiori informazioni: laborest.com/it/ambiente
Pentru un mediu mai curat, colectează separat deșeurile! Pentru reciclarea corectă a ambalajelor, urmați instrucțiunile primăriei dumneavoastră.

COSA	DOVE	COD.	TIP	MATERIAL	COD.
ASTUCCIO	CARTA	PAP21	CUTIE	HÂRTIE	PAP21
FOGLIETTO	CARTA	PAP22	PROSPECT	HÂRTIE	PAP22
BLISTER	ALLUMINIO	C/ALU90	BLISTER	ALUMINIU	C/ALU90

011TLF266092/2505



Uriach Consumer Healthcare, S.L.U.
Av. de la Generalitat 163-167
Sant Cugat del Vallès - 08174 Barcelona

Uriach Italy S.r.l. A SOCIO UNICO - Assago (MI)
laborest.com/it
Uriach România S.R.L. București, Sector 1
www.medimow.ro