

Compresse fast-slow

INFORMAZIONI

Tiobec® LAC è un integratore alimentare a base di Acido α -Lipoico, L-Acetilcarnitina, Resveratrolo e Vitamina D₃, utile in presenza di carenze alimentari o aumentati fabbisogni. L'Acido α -Lipoico è noto per le sue proprietà antiossidanti e come coenzima nel metabolismo cellulare, dove è coinvolto in importanti cicli metabolici come la produzione di energia nelle cellule. La Vitamina D interviene nel processo di divisione cellulare e contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare.

Il Resveratrolo è un polifenolo estratto dal *Polygonum cuspidatum*, pianta nota per le sue proprietà antiossidanti.

Tiobec® LAC contiene, inoltre, L-Acetilcarnitina, una molecola normalmente sintetizzata dall'organismo nel fegato, nel cervello e nei reni o introdotta attraverso la dieta. Questo importante nutriente è coinvolto in numerosi processi metabolici.

MODO D'USO

Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno, preferibilmente a stomaco vuoto (un'ora prima del pasto o 2-3 ore dopo), mattina o sera. Per ottenere il migliore effetto di rilascio nel tempo assumere le compresse una al mattino e una la sera, intervallate da circa 10 ore.

TECNOLOGIA FAST-SLOW

L'esclusiva tecnologia di produzione Fast-Slow garantisce che l'Acido α -Lipoico contenuto venga rilasciato per un periodo di tempo prolungato, ottenendo una concentrazione costante per tutta la giornata.

AVVERTENZE

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico, in particolare in gravidanza o allattamento o se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti. In rari casi l'acido α -lipoico può dare ipoglicemia.

Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C); evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con l'acqua. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Eventuali leggere variazioni di colore nel prodotto, all'interno della stessa produzione o fra lotti di produzione diversi, sono legate alla natura del prodotto e non sono indice di alterazione della qualità dello stesso.

INNOVAZIONE

L'innovazione è da sempre la principale caratteristica che contraddistingue **LABOREST**. Per questo motivo, l'azienda sceglie materie prime innovative con attività dimostrata da studi clinici.

Comprimidos fast-slow

INFORMACIÓN

Tiobec® LAC es un complemento alimenticio con Ácido α -Lipoico, Acetil L-carnitina, Resveratrol y Vitamina D₃, útil en caso de necesidad de estos nutrientes.

El Ácido α -lipoico es conocido por sus propiedades antioxidantes y como coenzima en el metabolismo celular, donde interviene en importantes ciclos metabólicos como la producción de energía en las células.

La Vitamina D interviene en el proceso de división celular y contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

El Resveratrol es un polifenol extraído de *Polygonum cuspidatum*, una planta conocida por sus propiedades antioxidantes.

Tiobec® LAC también contiene Acetil L-carnitina, una molécula normalmente sintetizada por el cuerpo en el hígado, cerebro y riñones o introducida a través de la dieta. Este importante nutriente está involucrado en numerosos procesos metabólicos.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda tomar 2 comprimidos al día, preferiblemente en ayunas (una hora antes de la comida o 2-3 horas después), por la mañana o por la noche. Para obtener el mejor efecto de liberación prolongada, tome los comprimidos uno por la mañana y otro por la noche, con un intervalo de unas 10 horas.

TECNOLOGÍA FAST-SLOW

La exclusiva tecnología de producción Fast-Slow garantiza que el Ácido α -Lipoico se libere durante un largo periodo de tiempo, lo que se traduce en una concentración constante a lo largo del día.

ADVERTENȚE

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un modo de vida sano. No sobrepasar la cantidad diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Se recomienda consultar a un médico antes de utilizar el producto, especialmente si está embarazada o en periodo de lactancia o si está en tratamiento con medicamentos hipoglucemiantes. En raras ocasiones, el ácido α -lipoico puede dar lugar a hipoglucemia. Conservar a temperatura ambiente (no superior a 25°C); protegido de las fuentes de calor y de la luz, y evitar el contacto con el agua. El plazo mínimo de conservación se refiere al producto correctamente conservado, con el envase intacto. Debido al origen natural de los ingredientes, el producto puede presentar ligeras diferencias en el color y sabor, lo que no afecta a su calidad.

INNOVACIÓN

La innovación siempre ha sido la principal característica que distingue a LABOREST. Por este motivo, la empresa elige ingredientes innovadores con actividad demostrada por estudios clínicos.

Comprimates fast-slow

INFORMAȚII

Tiboc® LAC este un supliment alimentar pe bază de acid α -lipoic, L-acetilcarnitină, Resveratrol și Vitamina D₃, fiind util în cazul deficiențelor alimentare sau atunci când organismul are un necesar crescut de astfel de substanțe.

Acidul α -lipoic este cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și pentru rolul său de coenzimă în metabolismul celular, fiind implicat în cicluri metabolice importante, precum producerea de energie în celule.

Vitamina D participă la procesul de diviziune celulară și contribuie la menținerea funcției normale a sistemului muscular.

Resveratrolul este un polifenol extras din *Polygonum cuspidatum*, plantă cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante.

Tiboc® LAC conține, de asemenea, L-acetilcarnitină, o moleculă sintetizată în mod natural de organism în ficat, creier și rinichi sau obținută din alimentație. Acest nutrient esențial este implicat în numeroase procese metabolice.

MOD DE UTILIZARE

Se recomandă administrarea a 2 comprimate pe zi, de preferință pe stomacul gol (cu o oră înainte de masă sau la 2-3 ore după), dimineața sau seara. Pentru a obține un efect optim de eliberare prelungită, se recomandă administrarea a câte un comprimat dimineața și unul seara, la un interval de aproximativ 10 ore.

TEHNOLOGIA FAST-SLOW

Tehnologia unică de producție Fast-Slow asigură că Acidul α -Lipoic conținut este eliberat pe o perioadă extinsă de timp, rezultând o concentrație constantă pe tot parcursul zilei.

ATENȚIONĂRI

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mai mici de 3 ani. Pentru utilizarea produsului, se recomandă consultarea medicului, în special în timpul sarcinii sau alăptării ori în cazul administrării de medicamente hipoglicemiente. În cazul razei, acidul α -lipoic poate provoca hipoglicemie. A se păstra la temperatura camerei (nu mai mult de 25 °C); evitați expunerea la surse de căldură, lumina soarelui și contactul cu apa. Perioada de valabilitate se referă la produsul păstrat în condițiile recomandate, în ambalaj original, nedeschis. Eventualele variații ușoare ale culorii produsului, în cadrul aceleiași lot sau între diferite loturi de producție, sunt legate de natura produsului și nu indică o modificare a calității acestuia.

INOVAȚIE

Inovația a fost întotdeauna principala caracteristică care distinge LABOREST. Din acest motiv, compania alege materii prime inovatoare cu activitate demonstrată prin studii clinice.

RICICLAMI! / RECICLEAZĂ-MĂ!

Per un ambiente più pulito, fai la raccolta differenziata! Per il corretto smaltimento degli imballaggi consulta la tabella e segui le indicazioni del tuo Comune. Per maggiori informazioni: laborest.com/it/ambiente
Pentru un mediu mai curat, colectează separat deșeurile! Pentru reciclarea corectă a ambalajelor, urmați instrucțiunile primăriei dumneavoastră.

COSA	DOVE	COD.
ASTUCCIO	CARTA	PAP21
FOGLIETTO	CARTA	PAP22
BLISTER	ALLUMINIO	C/ALU90

TIP	MATERIAL	COD.
CUTIE	HÂRTIE	PAP21
PROSPECT	HÂRTIE	PAP22
BLISTER	ALUMINIU	C/ALU90

01ITFL266075/2504



Uriach Consumer Healthcare, S.L.U.
Av. de la Generalitat 163-167
Sant Cugat del Valles - 08174 Barcelona

Uriach Italy S.r.l. A SOCIO UNICO - Assago (MI)
laborest.com/it
Uriach România S.R.L. București, Sector 1
www.medimow.ro

